

NEW

OXYGEN PO01

Pulsossimetro



Saturazione dell'ossigeno (SpO₂)



Frequenza cardiaca
(pulsazioni)



Display con 4 prospettive di
visualizzazione



3
Anni di
Garanzia

Medel **OXYGEN PO01** è il pulsossimetro in grado di calcolare la saturazione dell'ossigeno (SpO₂) e la frequenza cardiaca (pulsazioni). Piccolo e leggero, per un utilizzo sia a casa che in viaggio. Dotato di display con 4 prospettive di visualizzazioni diverse. Medel Oxygen PO01 è indicato per persone con: insufficienza cardiaca, malattie polmonari croniche ostruttive, asma bronchiale. Dispositivo medico di Classe IIa.



UTILIZZABILE DURANTE ATTIVITÀ SPORTIVE ED IN ALTA QUOTA



Indicatore di batteria scarica



Spegnimento automatico



Inclusa borsina con fascetta

Indicatore saturazione dell'ossigeno

Indicatore frequenza cardiaca



SPECIFICHE TECNICHE

Metodo misurazione	Misurazione non invasiva della saturazione arteriosa dell'ossigeno e della frequenza cardiaca sul dito
Precisione misura	SpO ₂ 70 – 100%, +/- 2%, Pulsazioni 30-250 bpm, +/- 2 battiti /minuto
Range di misurazione	SpO ₂ 0 – 100%, pulsazioni 0 – 254 battiti /minuto
Alimentazione batterie	2 alcaline AAA 1,5V
Indicazione saturazione ossigeno	✓
Indicazione frequenza del polso (valore in battiti cardiaci al minuto)	✓
Indicatore onda pletismografica	✓
Indicatore batteria	✓
Indicatore colonna battiti	✓
Dimensioni	L 61 x P 36 x A 32 cm



ACCESSORI

- Borsina con cintura • Fascetta contenitiva

95131

