

# SMART

Sistema per aerosolterapia portatile a batteria



Senza fili



Si ricarica come uno smartphone



Kit completo di accessori




Indicatore del livello di batteria

Medel **SMART** è un sistema per aerosolterapia a microcompressore ultra-compatto, estremamente silenzioso e facile da usare. L'apparecchio sta comodamente sul palmo di una mano, pesa soltanto 200 g ed è facilissimo da trasportare, particolarmente indicato in viaggio. Senza fili, Medel SMART funziona a batterie al Litio ricaricabili e si ricarica comodamente come un cellulare, grazie all'alimentatore con cavo micro - USB inclusi nella confezione. Medel SMART è dotato di kit completo di accessori e pratica borsina che consente di riporre l'apparecchio e gli accessori dopo l'uso.


## RICARICA TRAMITE USB



## VERIFICA IL LIVELLO DI BATTERIA




## USALO OVUNQUE



Portatile, pesa solo 200g!



Estremamente silenzioso  
45 dBA



**LED ROSSO:** SMART aerosol è acceso  
**LED AZZURRO:** Livello di batteria



### SPECIFICHE TECNICHE

Erogazione dell'aerosol	0,15 ml
Tasso di erogazione	0,03 ml/min
Velocità di nebulizzazione	0,25 ml/min
Dimensione particelle (mmad)	4,12 $\mu$ m
Frazione di particelle fini (fpf)	59,8%
Pressione operativa	0,4 bar
Livello sonoro	45 dBA
Volume di riempimento minimo	2 ml
Volume di riempimento massimo	6 ml
Modalità di funzionamento	30 min. on / 30 min. off
Peso	200 gr
Dimensioni	4,5x 5,3 x 9,8cm
Durata singola ricarica	45 min.



Borsina inclusa

95151

