

DIGITAL
Bilancia digitale pesapersona



Dimensioni numeri digitali



Facile da leggere



Accensione e spegnimento automatici



Superficie di pesata XL



5 Anni di Garanzia

Medel **DIGITAL** è la bilancia pesapersona Medel dotata di display LCD extra large e retroilluminato per una facile e immediata lettura dei valori. Grazie al suo design elegante si adatta a tutti i tipi di ambiente. Accensione e spegnimento sono completamente automatici. Batterie incluse nella confezione.



PORTATA 180 kg



Display retroilluminato bianco



Graduazione 100 g



Dimensioni 34 x 34,5 cm



Batterie incluse

Indicazione peso



SPECIFICHE TECNICHE

Portata massima	180 kg (396 lb / 28 st)
Graduazione	100 g (0,2 lb / 1/4 lb)
Alimentazione batterie	2 alcaline AAA 1,5V
Spegnimento automatico	✓
Indicatore di batteria scarica	✓
Dimensioni	34 x 34,5 cm



Grande display LCD bianco

95133

